

# IKA

designed for scientists



## lab disc white

/// Технический паспорт

Ультратонкая компактная магнитная мешалка с современной катушкой электромагнита. Износоустойчивый привод без движущихся деталей. Для более качественного перемешивания, мешалка может изменять направление вращения каждые 30 секунд.

- высокий класс защиты (IP 65)
- пластина и корпус изготовлены из химически стойких материалов
- нескользящая, безопасная подставка

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Производитель оставляет за собой право технических изменений

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H <sub>2</sub> O) [l]	0.8
Производимая мощность привода [W]	3
Диапазон вращающего момента [гpm]	15 - 1500
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	25
Нагревательная пластина материал	Полиэстер
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 100
Размеры [mm]	116 x 12 x 175
Вес [kg]	0.599
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 65
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	5