

IKA

designed for scientists



Maxi MR 1 digital

/// Технический паспорт

Мощная магнитная мешалка без функции нагрева.

- Объем перемешивания до 150 л (H₂O)
- Плоский и прочный стальной корпус
- Неблокируемый мотор
- Плавная регулировка скорости вращения
- Цифровой LED дисплей скорости
- Таймер (0 - 56 минут) или непрерывная работа
- Встроенные интерфейсы USB и RS 232

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	150
Производимая мощность привода [W]	35
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 600
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	155
Саморазогрев нагревательной плитки (Т(комн.): 22°C/длительность:1 час) [K]	+18
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер [mm]	500 x 500
Таймер	да
Размеры [mm]	505 x 110 x 585
Вес [kg]	21.36
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	да
Разъем USB	да
Напряжение [V]	230
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	80
Предохранитель	2x T4A 250V