

# IKA

designed for scientists



## RO 15

### /// Технический паспорт

15-местная цифровая магнитная мешалка без нагрева предназначена для синхронного перемешивания. Использование электромагнитных катушек обеспечивает бесшумное и равномерное перемешивание на всех позициях. Скорость остается постоянной даже при изменении нагрузки. Закрытая и компактная конструкция облегчает чистку и защищает оборудование от проникновения жидкостей. Дополнительно в комплект входит съемный прозрачный противоскользящий коврик.

- Настраиваемый реверсивный режим работы
- Неизнашиваемые магнитные катушки

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

- Отображение кода ошибки
- Удобная сенсорная клавиатура
- Подходит для непрерывной работы
- Диапазон скоростей: 0 - 1200 об/мин





designed for scientists

### Технические данные

Места для перемешивания	15
Расстояние между местами [mm]	90
Погрешность одного места для нагрева [%]	0
Макс. Объем (H <sub>2</sub> O) [l]	0.4
Контроль диапазона скоростей	10 RPM Steps
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 1200
длина перемешивающего стержня [mm]	25 - 30
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер [mm]	280 x 470
Размеры [mm]	280 x 60 x 570
Вес [kg]	8.627
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	40
Постоянное напряжение [V=]	24
Энергопотребление [mA]	1500