

IKA

designed for scientists



S 10 D – 7 G – KS – 110 [24 шт.]

/// Технический паспорт

Plastic dispersing element, Ø 7 mm, 24 Pc



designed for scientists

Технические данные

| | |
|---|--------------------------------------|
| Обрабатываемый объем (H ₂ O) [l] | 0.001 - 0.040 |
| Диаметр статора [mm] | 7 |
| Диаметр рото [mm] | 4.8 |
| Окружная скорость [m/s] | 7.5 |
| Глубина погружения [mm] | 20 - 90 |
| Длина вала [mm] | 110 |
| Материал в контакте со средой | Поликарбонат (PC), Полисульфон (PSU) |
| Рабочая температура макс. [°C] | 100 |
| Методы стерилизации | да, в автоклаве |
| Вес [kg] | 0.192 |

