

IKA

designed for scientists



S 10 D – 7 G – KS – 65 [24 шт.]

/// Технический паспорт

Plastic dispersing element, Ø 7 mm, 24 Pc

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

Технические данные

Обрабатываемый объем (H ₂ O) [l]	0.001 - 0.020
Диаметр статора [mm]	7
Диаметр рото [mm]	4.8
Окружная скорость [m/s]	7.5
Глубина погружения [mm]	20 - 45
Длина вала [mm]	65
Материал в контакте со средой	Поликарбонат (PC), Полисульфон (PSU)
Рабочая температура макс. [°C]	100
Методы стерилизации	да, в автоклаве
Вес [kg]	0.144

