

IKA

designed for scientists



S 18 D – 10 G – KS [12 шт.]

/// Технический паспорт

Включая 12 одноразовых пробирок
Используемые пластмассы имеют сертификат FDA.

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

Обрабатываемый объем (H ₂ O) [l]	0.01 - 0.1
Диаметр статора [mm]	10
Диаметр ротора [mm]	6.75
Окружная скорость [m/s]	8.5
Глубина погружения [mm]	15 - 85
Длина вала [mm]	150
Материал в контакте со средой	Поликарбонат (PC), Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Рабочая температура макс. [°C]	100
Методы стерилизации	да, в автоклаве
Вес [kg]	0.17
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40

