

IKA

designed for scientists



S 25 D – 14 G – KS [12 шт.]

/// Технический паспорт

Включая 12 одноразовых пробирок
Используемые пластмассы имеют сертификат FDA.

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

| | |
|--|---|
| Обрабатываемый объем (H ₂ O) [l] | 0.01 - 0.5 |
| Диаметр статора [mm] | 14 |
| Диаметр ротора [mm] | 9.5 |
| Окружная скорость [m/s] | 12 |
| Глубина погружения [mm] | 15 - 85 |
| Длина вала [mm] | 150 |
| Материал в контакте со средой | Поликарбонат (PC), Полиэфирэфиркетон (PEEK) |
| Рабочая температура макс. [°C] | 100 |
| Методы стерилизации | да, в автоклаве |
| Вес [kg] | 0.222 |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40 |