




designed for scientists



S 25 KV - 2802 Высокоскоростная насадка для растворения

/// Технический паспорт

Высокоскоростная мешалка предназначена для интенсивного перемешивания и растворения агломератов. Держатель оснащен шарикоподшипниками и механическим уплотнением (SiC = встречное кольцо и уплотнительное кольцо, уплотнение = Kalrez)

- Материал: Нержавеющая сталь (AISI 316L)
- Для работы под вакуумом
- Краткосрочная максимальная рабочая температура: до 220°C
- Подходит для вакуума и растворителей, допускается стерилизация

IKA

designed for scientists

