

IKA

designed for scientists



topolino

/// Технический паспорт

Очень удобная в использовании магнитная мини-мешалка без подогрева для перемешивания до 250 мл (H₂O).

- надежный электродвигатель
- плавная регулировка скорости
- мощное магнитное поле

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	0.25
Производимая мощность привода [W]	0.8
Контроль диапазона скоростей	плавный
Диапазон вращающего момента [rpm]	500 - 1800
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	30
Нагревательная пластина материал	Пластмасса (PP)
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 80
Размеры [mm]	95 x 37 x 115
Вес [kg]	0.484
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	10