


# IKA

designed for scientists



## Trayster basic

/// Технический паспорт

Верхнеприводный шейкер с вертикальным вращением для плавного, но эффективного перемешивания на постоянной скорости. Идеален для биологических образцов, особенно крови. Применяется для разделения и перемешивания порошков и жидкостей в пробирках Эппендорфа и Грейнера объемом до 50 мл. Легкосъемные приспособления упрощают чистку в случае разлива проб.

- Различные приспособления позволяют использовать ротор для широкого круга применений
- Может использоваться при температурах от 4 до 50 °C в инкубаторах
- Подходит для непрерывной работы
- Легкое управление с помощью мембранной клавиатуры

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

- Диапазон скоростей: - 20 об/мин (фиксированная скорость)





designed for scientists

## Технические данные

Траектория встряхивания	переворачивающий
Макс. встряхиваемый вес (с платформой) [kg]	2
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]	100
Диапазон скоростей - мин. [rpm]	0
Скорость фиксированная [rpm]	20
Индикатор скорости	нет
Дисплей таймера	нет
Режим работы	Непрерывная работа
Размеры [mm]	460 x 180 x 140
Вес [kg]	1.6
Допустимая температура окружающей среды [°C]	4 - 50
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Постоянное напряжение [V=]	24
Энергопотребление [mA]	1000

